

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://pfeuffer.nt-rt.ru> || prf@nt-rt.ru

Sortimat

Лабораторная сортировочная машина

Сортировка и бонитировка зерновых

- Определение полнозёрного содержания ячменя
- Откидной ситовой кузов и очистка сит
- Поставляется с 3, 4 или 5 ситами
- Прочная массивная конструкция
- Официальный метод в соответствии с МЕБАК, EBC и ICC



Область применения

Sortimat предназначен для сортировки и просеивания сельскохозяйственных зерновых культур и произведенных из них продуктов. Основным направлением применения является определение полного содержания пивоваренного ячменя. Sortimat может использоваться для бонитировки ячменя, бобовых, масличных фруктов и гранул.

Функция

Sortimat рассчитан на количество пробы 100 г. Откидной ситовой кузов и встроенная система очистки сит позволяют отбирать несколько проб за минимальное время. Сложный демонтаж и очистка после каждой сортировки больше не требуется. Лабораторная сортировочная машина выпускается в трех вариантах с тремя, четырьмя или пятью ситами. Sortimat состоит из механического встряхивателя с электродвигателем и электронного таймера для регулирования времени просеивания.

Комплектующие

Сортировочное устройство для пшеницы или ячменя и ржи: эти пластмассовые желобы с прорезанными углублениями отбирают битые и круглые зёрна из пробы. Они вставляются в загрузочное отверстие и фиксируются на месте с помощью фиксирующего зажима. Для сортировки солода имеется двойная чаша. Сита взаимозаменяемы.

Технические данные

Модель	Число сит	Напряжение/Мощность	Размеры	Вес	Артикульный номер
K3	3	230 В, 50 Гц / 40 ВА	550x270x350 мм	28 кг	1240 0100
K4	4	230 В, 50 Гц / 40 ВА	550x270x380 мм	29 кг	1240 0110
K5	5	230 В, 50 Гц / 40 ВА	550x270x410 мм	30 кг	1240 0120

Комплектующие

Комплектующие	Артикульный номер
Сортировочное устройство для отбора битого и круглого ячменя и ржи	2440 0020
Сортировочное устройство для отбора битой и круглой пшеницы	2440 0021
Приёмная чаша для солода	2440 0022
Зажимный хомут для сортировочного устройства	2440 0023
Различные сита латуни или высококачественной стали (круглые или продолговатые отверстия)	По запросу

